

COVER DRESSINGS

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION

Vitale® Cover Dressings are absorbent, have an adhesive border, and provide an ideal cover for wounds of many types. They are soft and flexible dressings that are very comfortable on fragile skin, and have a long wear time. These dressings are indicated for covering primary treatment dressings, and assist in protecting the wound, preventing bacterial contamination and maceration.

Cover Dressings have an absorbent gauze pad in the center, and a soft & strong backing made from spun-lace non-woven material. The adhesive border firmly holds the cover dressings in place, yet is easily removed at dressing change time.

Vitale® Cover Dressings are available in a selection of convenient sizes. They are sterilized by radiation and must not be resterilized.

INDICATIONS

Vitale® Cover Dressings are for single use only and can be used to cover primary dressings and protect many types of wounds:



Superficial or Deep



Moderate to Heavy Exuding Wounds

- Pressure Sores
- Arterial Ulcers
- Venous Ulcers
- Diabetic Ulcers
- Post-Operative Wounds
- Skin Donor Site
- Second Degree Burns
- Post-Surgery Sites

SIDE EFFECTS & INTERACTIONS

None have been observed to date.

STORAGE

Vitale® Cover Dressings should be stored in a cool & dry area. The products are sterile unless the package is opened or damaged.

APPLICATION



PRODUCT LINE

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	SIZE	UNITS/BOX
24502	Vitale® Cover Dressing	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	30
24504	Vitale® Cover Dressing	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	30
24548	Vitale® Cover Dressing	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	30
24540	Vitale® Cover Dressing	4" x 10" (10 cm x 25 cm)	30
24506	Vitale® Cover Dressing	6" x 6" (15 cm x 15 cm)	30
24544	Vitale® Cover Dressing	4" x 14" (10 cm x 35 cm)	20



CELLERA

CINCINNATI, OH
www.CELLERALLC.com



Do not use if package is damaged



Single-Use



Keep Dry



Storage Temperature
40° F / 5° C to 100° F / 40° C



Sterilized using Gamma Radiation



Not made with natural rubber latex

APÓSITOS DE LA CUBIERTA

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los apósitos de la Cubierta Vitále® son absorbentes, tienen un borde adhesivo y proporciona una cobertura ideal para las heridas de muchos tipos. Son preparaciones suaves y flexibles que son muy cómodas en la frágil piel y tienen un tiempo largo de desgaste. Estos apósitos están indicados para cubrir apósitos de tratamiento primario y ayudan en la protección de la herida, evitando la maceración y contaminación bacteriana.

Las coberturas, también conocidas como "gasas bordadas", tienen una almohadilla de gasa absorbente en el centro y un respaldo suave y fuerte hecho con material no-tejido. El borde adhesivo mantiene firmemente la cobertura del apósito en su lugar, sin embargo, se extrae fácilmente en el momento de cambiar el apósito.

Los apósitos de la Cubierta Vitále® están disponibles en varios tamaños convenientes. Están esterilizados por radiación y no deben ser esterilizados de nuevo.

INDICACIONES

Los apósitos de la Cubierta Vitále® son para un solo uso y se puede utilizar para cubrir apósitos primarios y para proteger muchos tipos de heridas:



Superficial o Profunda



Heridas moderadas a profusamente colonizadas

- Llagas por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Úlceras diabéticas
- Heridas postoperatoria
- Sitio donante
- Quemaduras de segundo grado
- Sitios Postoperatorio

EFFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

No se han observado hasta la fecha.

ALMACENAMIENTO

Los apósitos de la Cubierta Vitále® se deben almacenar en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que se abra o el paquete se dañe.

APLICACIÓN



LINEA DE PRODUCTOS

NUMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES/CAJA
24502	Apósito de la Cubierta Vitále®	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	30
24504	Apósito de la Cubierta Vitále®	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	30
24548	Apósito de la Cubierta Vitále®	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	30
24540	Apósito de la Cubierta Vitále®	4" x 10" (10 cm x 25 cm)	30
24506	Apósito de la Cubierta Vitále®	6" x 6" (15 cm x 15 cm)	30
24544	Apósito de la Cubierta Vitále®	4" x 14" (10 cm x 35 cm)	20



CELLERA

CINCINNATI, OH

www.CELLERALLC.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con radiación gamma



No fabricado con látex de caucho natural