

AVANOS*



CORFLO*
2 PORT "Y"
EXTENSION SET

Instructions for Use





AVANOS* CORFLO* 2 Port “Y” Extension Set

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Indication for Use

AVANOS* CORFLO* 2 Port “Y” Extension Sets are intended for delivery of enteral nutrition, water and medications through a feeding tube.

⚠ Warning: Not for IV use. For enteral use only. Not for infusion of parenteral solutions.

Instructions

1. Cap access port.
2. Insert enteral administration set connector into uncapped side of “Y” Extension Set.
3. Open clip clamp and prime tubing with formula. Close clip clamp.
4. Insert “Y” Extension set orange connector into feeding tube. Open clip clamp.
5. To irrigate, aspirate or administer medications, stop formula administration.
6. The administration set tubing must be closed off before opening access port:
 - A. Close roller clamp, or
 - B. Pinch administration set tubing closed.
7. To irrigate feeding tube using a Luer slip or Luer lock syringe:
Insert Luer syringe tip directly into access port.
8. To irrigate feeding tube using a cath tip syringe:
Insert Luer tip of syringe adaptor into access port. Insert syringe tip into syringe adaptor, hold firmly.

Note:

- Vigorous pressure should not be used during irrigation.
 - The feeding tube should be flushed with water whenever formula is interrupted and BEFORE and AFTER medication administration.
 - The feeding tube should be irrigated routinely every four hours.
9. After irrigation, close access port and open administration set tubing to allow formula flow:
 - A. Open clip clamp, or
 - B. Release pinched tubing. Restart formula administration. Proceed with feeding.

Single Patient Use	Non Sterile	Product is not made with DEHP as a Plasticizer	Product is not made with BPA
Not made with natural rubber latex	RX Only	Caution	Consult instructions for use

Prolongateur en Y à double accès CORFLO* AVANOS*

Sur ordonnance seulement : En vertu de la loi fédérale (États-Unis), ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Indications

Les prolongateurs en Y à double accès CORFLO* AVANOS* sont indiqués pour l'administration d'aliments, d'eau et de médicaments par voie entérale au moyen d'une sonde d'alimentation.

⚠ Avertissement : Ne pas utiliser pour la perfusion intraveineuse. Pour utilisation par voie entérale seulement. Ne pas utiliser pour la perfusion de solutions parentérales.

Instructions

1. Placer le capuchon sur l'orifice d'accès.
2. Insérer le connecteur du dispositif d'administration entérale dans l'orifice latéral ouvert du prolongateur en Y.
3. Ouvrir le clamp et amorcer la tubulure en la remplissant de formule. Fermer le clamp.
4. Insérer le connecteur orange du prolongateur en Y dans la sonde d'alimentation. Ouvrir le clamp.
5. Pour irriguer, aspirer ou administrer des médicaments, arrêter l'administration de la formule.
6. Il est impératif de fermer la tubulure du dispositif d'administration avant d'ouvrir l'orifice d'accès :
 - A. Fermer le clamp à roulette, ou
 - B. Pincer la tubulure du dispositif d'administration pour la fermer.
7. Pour irriguer la sonde d'alimentation au moyen d'une seringue à embout Luer Lock ou d'une seringue Luer à embout coulissant :

Insérer l'embout de la seringue Luer directement dans l'orifice d'accès.
8. Pour irriguer la sonde d'alimentation au moyen d'une seringue munie d'un embout de cathéter :

Insérer l'embout Luer de l'adaptateur pour seringue dans l'orifice d'accès. Insérer l'embout de la seringue dans l'adaptateur pour seringue et maintenir fermement en place.

Remarque :

- *Ne pas exercer de pression excessive pendant l'irrigation.*
 - *Rincer la sonde d'alimentation à l'eau à chaque fois que l'administration de formule est interrompue, de même qu'AVANT et APRÈS l'administration de médicaments.*
 - *La sonde d'alimentation doit être irriguée systématiquement toutes les quatre heures.*
9. Après l'irrigation, fermer l'orifice d'accès et ouvrir la tubulure du dispositif d'administration pour permettre l'écoulement de la formule :
 - A. Ouvrir le clamp, ou
 - B. Dépincer la tubulure. Relancer l'administration de la formule. Administrer l'alimentation.

 Usage réservé à un seul patient	 Non stérile	 Le produit ne contient pas de DEHP comme plastifiant	 Le produit ne contient pas de BPA
 Sans latex de caoutchouc naturel	Sur ordonnance seulement	 Attention	 Consulter le mode d'emploi

Nur Rx: Laut Bundesgesetz (USA) darf diese Vorrichtung nur von Ärzten verkauft bzw. verschrieben werden.

Indikationen

AVANOS* CORFLO* 2-Port „Y“ Verlängerungssets dienen der enteralen Ernährung und Wasser- bzw. Medikamentengabe durch eine Ernährungssonde.

⚠️ Warnung: Nicht für intravenöse Anwendung geeignet. Nur zur enteralen Anwendung. Nicht zur Infusion parenteraler Lösungen geeignet.

Anweisungen

1. Den Zugangsport verschließen.
2. Den Konnektor des enteralen Verabreichungssets in die offene Seite des „Y“ Verlängerungssets einführen.
3. Die Clip-Klemme öffnen und Nährstofflösung in den Schlauch ansaugen. Die Clip-Klemme schließen.
4. Den orangefarbenen Konnektor des „Y“ Verlängerungssets in die Ernährungssonde einführen. Die Clip-Klemme öffnen.
5. Zum Spülen, Aspirieren oder Verabreichen von Medikamenten die Nahrungszufuhr unterbrechen.
6. Vor dem Öffnen des Zugangsports muss der Schlauch des Verabreichungssets verschlossen werden:
 - A. Die Rollenklemme schließen oder
 - B. Den Schlauch des Verabreichungssets zusammendrücken.
7. Zum Spülen der Ernährungssonde mittels einer Luer-Slip- oder Luer-Lock-Spritze: Die Spitze der Luer-Spritze direkt in den Zugangsport einführen.
8. Zum Spülen der Ernährungssonde mittels einer Spritze mit Katheterspitze: Die Luer-Spitze des Spritzenadapters in den Zugangsport einführen. Die Spitze der Spritze in den Spritzenadapter einführen und festhalten.

Hinweis:

- Während des Spülens sollte kein starker Druck ausgeübt werden.
 - Die Ernährungssonde sollte sowohl nach jeder Unterbrechung der Nahrungszufuhr als auch VOR und NACH jeder Medikamentengabe mit Wasser gespült werden.
 - Die Ernährungssonde sollte routinemäßig alle vier Stunden gespült werden.
9. Nach dem Spülen den Zugangsport schließen und den Schlauch des Verabreichungssets öffnen, damit die Nährstofflösung wieder durchfließen kann:
 - A. Die Clip-Klemme öffnen oder
 - B. Den zusammengedrückten Schlauch loslassen. Die Verabreichung der Nährstofflösung wieder aufnehmen. Nährstofflösung verabreichen.

 Zum Gebrauch an nur einem Patienten	 Nicht steril	 DEHP-frei	 BPA-frei
 Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt	Verschreibungspflichtig	 Achtung	 Gebrauchsanweisung beachten

AVANOS* CORFLO*

Juego de extensión en "Y" de 2 puertos

Solo Rx: las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o por orden de un médico.

Indicaciones de uso

Los juegos de extensión en "Y" de 2 puertos de AVANOS* CORFLO* están diseñados para la administración de alimentación enteral, agua y medicamentos a través de una sonda de alimentación.

⚠ Advertencia: No apto para uso intravenoso. Solo para uso enteral. No se debe utilizar para la infusión de soluciones parenterales.

Instrucciones

1. Tape el puerto de acceso.
2. Inserte el conector del equipo de administración enteral en el lado no tapado del juego de extensión en "Y".
3. Abra la abrazadera de presión y llene la sonda con la solución. Cierre la abrazadera de presión.
4. Inserte el conector naranja del juego de extensión en "Y" en la sonda de alimentación. Abra la abrazadera de presión.
5. Para irrigar, aspirar o administrar medicamentos, detenga la administración de la solución.
6. La sonda del equipo de administración se debe cerrar antes de abrir el puerto de acceso:
 - A. cierre la abrazadera de rodillo, o bien
 - B. pince la sonda del equipo de administración para cerrarla.
7. Para irrigar la sonda de alimentación con una jeringa con conector Lúer a presión o a rosca: Inserte la punta de la jeringa Lúer directamente en el puerto de acceso.
8. Para irrigar la sonda de alimentación con una jeringa para catéter: Inserte la punta Lúer del adaptador de la jeringa en el puerto de acceso. Inserte la punta de la jeringa en el adaptador para la jeringa, sostenga con firmeza.

Nota:

- No se debe ejercer presión excesiva durante la irrigación.
 - La sonda de alimentación se debe limpiar con agua cada vez que se interrumpa la solución, así como ANTES y DESPUÉS de la administración del medicamento.
 - La sonda de alimentación se debe irrigar de manera rutinaria cada cuatro horas.
9. Después de la irrigación, cierre el puerto de acceso y abra la sonda del equipo de administración para permitir que la solución fluya:
 - A. abra la abrazadera de presión, o bien
 - B. suelte el pinzamiento de la sonda. Reinicie la administración de la solución. Proceda con la alimentación.

 Uso en un solo paciente	 No estéril	 Este producto no contiene DEHP como plastificante	 Este producto no está fabricado con BPA
 No fabricado con látex de goma natural	Solo Rx	 Precaución	 Consulte las instrucciones de uso

Kun til ordinerer: Efter føderal lov (USA) må denne anordning kun sælges af eller på ordination af en læge.

Indikation til brug

AVANOS* CORFLO* 2-port "Y" udvidelsessæt er beregnet til levering af enteral ernæring, vand og medicin gennem et fodringsrør.

⚠ Advarsel: Ikke til IV brug. Udelukkende til enteral anvendelse. Ikke til infusion af parenterale opløsninger.

Instruktioner

1. Sæt hætte på adgangsport.
2. Indsæt enteral administrationssæt forbindelse på den ikke-behættede side af "Y" udvidelsessæt.
3. Åbn klip klemme og forbered rør med formel. Luk klip klemme.
4. Indsæt "Y" forlængelsessættets orange forbindelse i tilførselsrøret. Åbn klip klemme.
5. For at skylle, aspirere eller administrere medicin, skal formel administration stoppes.
6. Administrationssæt rør skal lukkes før adgangsporten åbnes:
 - A. Luk rullepænde, eller
 - B. Klem administrationsættets rør lukket.
7. For at skylle foderrør ved brug af Luer-slip eller Luer-låsesprøjte: Indsæt Luer-sprøjtespidsen direkte i adgangsporten.
8. For at skylle fodringsrør ved hjælp af en kantsprøjte: Indsæt Luer-spidsen af sprøjteadapteren i adgangsporten. Sæt sprøjtespidsen ind i sprøjteadapteren, hold godt fast.

Bemærk:

- *Kraftigt tryk bør ikke anvendes under skylning.*
 - *Fodringsrøret bør skylles med vand, hver gang formel administration afbrydes og FØR og EFTER indgivelse af medicin.*
 - *Foderrøret skal skylles rutinemæssigt hver fjerde time.*
9. Efter skylning, lukkes adgangsport og administrationssæts rør åbnes for at tillade formel flow:
 - A. Åbn klips klemme, eller
 - B. Frigør klemt rør. Genstart formel administration. Fortsæt med fodring.

 Enkelt Patient Brug	 Usterile	 Der er ikke anvendt DEHP som blodgøringsmiddel i produktet	 Produktet fremstilles ikke ved anvendelse af BPA
 Ikke fremstillet af naturgummilætex	Kun til ordinerer	 Forsigtig	 Se brugsvejledningen

AVANOS* CORFLO*

Kit di prolunga con 2 porte "Y"

Solo su prescrizione medica: la normativa federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.

Indicazione per l'uso

I kit di prolunga con 2 porte "Y" AVANOS* CORFLO* sono indicati per la somministrazione di nutrizione enterale, acqua e farmaci tramite una sonda di alimentazione.

⚠ Avvertenza: non per uso endovenoso. Solo per uso enterale. Non per infusione di soluzioni parenterali.

Istruzioni

1. Tappare la porta di accesso.
2. Inserire il connettore del kit per somministrazione enterale nel lato aperto del kit di prolunga "Y".
3. Aprire il morsetto a fermaglio e preparare la sonda con la soluzione nutritiva. Chiudere il morsetto a fermaglio.
4. Inserire il connettore arancione del kit di prolunga "Y" nella sonda di alimentazione. Aprire il morsetto a fermaglio.
5. Per irrigare, aspirare o somministrare farmaci, interrompere la somministrazione di soluzione nutritiva.
6. La sonda del kit per somministrazione deve essere chiusa prima di aprire la porta di accesso:
 - A. Chiudere il morsetto a rullo oppure
 - B. Premere la sonda del kit per somministrazione per chiuderla.
7. Per irrigare la sonda di alimentazione con una siringa Luer Slip o Luer Lock: Inserire la punta della siringa Luer direttamente nella porta di accesso.
8. Per irrigare la sonda di alimentazione con una siringa con punta del catetere: Inserire la punta Luer dell'adattatore per siringa nella porta di accesso. Inserire la punta della siringa nell'adattatore per siringa e tenere saldamente.

Nota:

- *Non premere energicamente durante l'irrigazione.*
 - *La sonda di alimentazione deve essere irrigata con acqua ogni volta che viene interrotta la somministrazione di soluzione nutritiva e PRIMA e DOPO la somministrazione di farmaci.*
 - *La sonda di alimentazione deve essere irrigata regolarmente ogni quattro ore.*
9. Dopo l'irrigazione, chiudere la porta di accesso e aprire la sonda del kit per somministrazione per lasciare scorrere la soluzione nutritiva:
 - A. Aprire il morsetto a fermaglio oppure
 - B. Rilasciare la sonda su cui si sta esercitando pressione. Ricominciare la somministrazione della soluzione nutritiva. Procedere con l'alimentazione.

 Uso su un singolo paziente	 Non sterile	 Il prodotto non è fabbricato utilizzando DEHP come plastificante	 Il prodotto non è fabbricato con BPA
 Non prodotto con lattice di gomma naturale	Solo su prescrizione medica	 Attenzione	 Consultare le istruzioni per l'uso

AVANOS* CORFLO*

2-poorts "Y"-verlengleiding

Uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar: volgens de federale wetgeving (van de Verenigde Staten) mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Indicaties voor gebruik

AVANOS* CORFLO* 2-poorts "Y"-verlengleidingen zijn bestemd voor de toediening van enterale voeding, water en medicatie via een voedingssonde.

⚠ Waarschuwing: niet voor intraveneus gebruik. Uitsluitend voor enteraal gebruik. Niet voor de infusie van parenterale oplossingen.

Instructies

1. Dop de toegangspoort af.
2. Steek de enterale toedieningssetconnector in de niet-afgedopte kant van de "Y"-verlengleiding.
3. Open de clipklem en spoel de slang met flesvoeding. Sluit de clipklem.
4. Steek de oranje connector van de "Y"-verlengleiding in de voedingssonde. Open de clipklem.
5. Voor irrigatie, aspiratie of toediening van medicatie moet u de toediening van flesvoeding stoppen.
6. De toedieningssetslang moeten worden afgesloten voordat de toegangspoort wordt geopend:
 - A. Sluit de rollerklem of
 - B. knijp in de toedieningssetslang om deze te sluiten.
7. Voor irrigatie van de voedingssonde met behulp van een Luer slip of Luer lock spuit: Steek de Luer spuit direct in de toegangspoort.
8. Voor irrigatie van de voedingssonde met een kathetertipspuit: Steek de Luer tip of spuitadapter in de toegangspoort. Steek de spuit in de spuitadapter en houd deze stevig vast.

NB:

- *Oefen tijdens irrigatie geen krachtige druk uit.*
 - *De voedingssonde dient met water te worden gespoeld telkens wanneer de flesvoeding wordt onderbroken en VÓÓR en NA toediening van medicatie.*
 - *De voedingssonde moeten regelmatig om de vier uur worden geïrrigeerd.*
9. Sluit na irrigatie de toegangspoort en open de toedieningssetslang om flesvoeding te starten:
 - A. Open de clipklem, of
 - B. laat de ingeknepen slang los. Hervat de toediening van flesvoeding. Ga door met voeding.

Voor gebruik bij één patiënt	Niet steriel	Het product is niet vervaardigd met DEHP als weekmaker	Het product is niet vervaardigd met BPA
Niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex	Uitsluitend op recept verkrijgbaar	Let op	Raadpleeg gebruiksaanwijzing

AVANOS* CORFLO*

Conjunto de extensão com 2 portas em Y

Apenas sob receita médica: a lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico.

Indicação de utilização

Os Conjuntos de extensão com 2 portas em Y AVANOS* CORFLO* destinam-se a ser utilizados para a administração de nutrição, água e medicações entéricas através de uma sonda de alimentação.

⚠️ Advertência: não se destina a utilização IV. Exclusivamente para utilização entérica. Não se destina à perfusão de soluções parentéricas.

Instruções

1. Coloque a tampa na porta de acesso.
2. Introduza o conector do conjunto de administração entérica no lado sem tampa do conjunto de extensão em Y.
3. Abra o grampo de mola e encha o tubo com a fórmula. Feche o grampo de mola.
4. Introduza o conector laranja do conjunto de extensão em Y na sonda de alimentação. Abra o grampo de mola.
5. Para irrigar, aspirar ou administrar medicações, interrompa a administração da fórmula.
6. O tubo do conjunto de administração deve ser fechado antes da abertura da porta de acesso:
 - A. Feche o regulador de fluxo ou
 - B. Aperte o tubo do conjunto de administração fechado.
7. Para irrigar a sonda de alimentação utilizando uma seringa de encaixe Luer ou uma seringa Luer Lock: Introduza a ponta da seringa Luer directamente na porta de acesso.
8. Para irrigar a sonda de alimentação utilizando uma seringa com ponta de cateter: Introduza a ponta Luer do adaptador da seringa na porta de acesso. Introduza a ponta da seringa no adaptador da seringa e segure firmemente.

Nota:

- *não deve utilizar uma pressão vigorosa durante a irrigação.*
 - *A sonda de alimentação deve ser irrigada com água sempre que a administração da fórmula for interrompida e ANTES e DEPOIS da administração da medicação.*
 - *A sonda de alimentação deve ser irrigada frequentemente a cada quatro horas.*
9. Após a irrigação, feche a porta de acesso e abra o tubo do conjunto de administração para permitir o fluxo da fórmula:
 - A. Abra o grampo de mola ou
 - B. Solte o tubo apertado. Retome a administração da fórmula. Prossiga com a alimentação.

 Utilização num único doente	 Não estéril	 O produto não é fabricado com DEHP como plastificante	 O produto não é fabricado com BPA
 Não fabricado com borracha de látex natural	 Apenas sob receita médica	 Atenção	 Consultar as instruções de utilização

AVANOS* CORFLO* 2-porttinen Y-laajennussarja

Rx Only: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Käyttöaiheet

AVANOS* CORFLO* 2-porttiset Y-laajennussarjat on tarkoitettu enteraalisen ravinnon, veden ja lääkkeiden syöttämiseen ruokintaletkun kautta.

⚠ Varoitus: ei laskimonsisäiseen käyttöön Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parentaalisten liuosten infuusioihin.

Hoito-ohjeet

1. Sulje injektioportti.
2. Aseta enteraalisen annostelutarjan liitin Y-laajennussarjan irrottamattomaan puoleen.
3. Avaa kaapelipinne ja täytä letku seoksella. Sulje kaapelipinne.
4. Aseta Y-laajennussarjan oranssi liitin ruokintaletkuun. Avaa kaapelipinne.
5. Lopeta seoksen antaminen huuhdellaksesi, imeäksesi tai annostellaksesi lääkkeitä.
6. Annosteluletku on suljettava ennen injektioportin avaamista:
 - A. sulje rullasulkija tai
 - B. purista annosteluletku kiinni.
7. Ruokintaletkun huuhtelu luer slip -ruiskulla tai luer lock -ruiskulla: aseta luer-ruiskun kärki suoraan injektioporttiin.
8. Ruokintaletkun huuhtelu katetrikärkisellä ruiskulla: aseta ruiskuliittimen luer-kärki injektioporttiin. Aseta ruiskun kärki ruiskuliittimeen, pidä tiukasti.

Huomautus:

- *Huuhtelun aikana ei tule käyttää voimakasta painetta.*
 - *Ruokintaletku on huuhdeltava vedellä aina, kun seos keskeytyy ja ENNEN ja JÄLKEEN lääkeannoksen.*
 - *Ruokintaletku on huuhdeltava rutiininomaisesti joka neljäs tunti.*
9. Huuhtelun jälkeen injektioportti suljetaan ja annosteluletku avataan, jotta seos pääsee virtaamaan:
 - A. avaa kaapelipinne, tai
 - B. irrota puristettu letku. Käynnistä seoksen antaminen uudelleen. Jatka ruokintaa.

 Yhden potilaan käyttöön	 Epästeriili	 Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty DEHP:tä pehmennysaineena	 Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty BPA:ta
 Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumi-lateksi	Vain lääkärin määräyksellä	 Huomio	 Katso käyttöohjeita

AVANOS* CORFLO* 2-portars "Y" förlängningsset

Receptbelagd: Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare.

Indikationer

AVANOS* CORFLO* 2-portars "Y" förlängningsset är avsedda att administrera enteral nutritionslösning, vatten och läkemedel genom en matningsslang.

⚠ Varning: Ej för IV-användning. Endast för enteralt bruk. Ej för infusion av parenterala lösningar.

Instruktioner

1. Sätt lock på accessport.
 2. Anslut det centrala administrationssetets koppling till den sida av "Y"-förlängningssetet som saknar lock.
 3. Öppna clip-klämma och prima slangen med näringslösning. Stäng clip-klämma.
 4. Anslut "Y"-förlängningssetets orangerfärgade koppling till matningsslangen. Öppna clip-klämma.
 5. För att spola, aspirera eller administrera läkemedel ska administrationen av näringslösning stoppas.
 6. Administrationssetets slang måste stängas av innan accessporten öppnas:
 - A. Stäng rullklämman, eller
 - B. Knip ihop administrationssetets slang så den stängs av.
 7. Använd en luer slip- eller luer lock--spruta för att spola matningsslangen: Anslut luer sprutspetsen direkt till accessporten.
 8. Använd en kateterspets-spruta för att spola matningsslangen: Anslut sprutadapters luerpets till accessporten. Anslut sprutspetsen till sprutadaptern, håll stadigt.
- Obs!**
- Använd inte kraftigt tryck vid spolning.
 - Matningsslangen ska spolas med vatten varje gång tillförseln av näringslösning avbryts och FÖRE och EFTER administrering av läkemedel.
 - Matningsslangen ska rutinmässigt spolas var fjärde timme.
9. Efter spolning stängs accessporten och administrationssetets slang öppnas så att näringslösningen kan flöda:
 - A. Öppna clip-klämman, eller
 - B. Släpp den hopknipna slangen. Starta administreringen av näringslösning igen. Fortsätt matningen.

 Endast för användning med en patient	 Icke steril	 Produkten är inte tillverkad med DEHP som mjukgörare	 Produkten tillverkas inte med BPA
 Ej tillverkad med naturgummilatex	Receptbelagd	 Iaktta försiktighet	 Läs bruksanvisningen

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC,
5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). www.avanos.com

 Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

 Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.

Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue,
Chatswood, NSW 2067, Australia.

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

© 2018 AVNS. All rights reserved. 2019-07-25 15-M1-321-01 / 70215480

CE 2797