



FOAM HEAL DRESSINGS

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION

Vitále® Foam Heel Dressings are highly absorbent and easily shape around a tender or wounded heel for protection, absorbency & retention of warmth. They can be used for treatment of wounds with moderate to heavy exudates. The foam holds exudates until dressing change time; and the dressing continues to provide protection and comfort.

Vitále® Foam Heel Dressings are sterilized by exposure to Gamma Radiation, and must not be re-sterilized. The entire dressing is composed of highly absorbent foam, with a vapor-permeable film backing to hold moisture and allow air to vent. Superior absorption draws exudates into the dressing, to help prevent maceration of the wound bed. The unique design of the dressing allows one size to fit all, with overlap on the sides to seal off any leaks.

INDICATIONS

Vitále® Foam Heel Dressings are for single use only and can be used for the treatment of the following types of heel/ankle wounds:



Superficial or Deep

- Pressure Sores
- Arterial Ulcers
- Diabetic Ulcers
- Surgical/Post-Op
- Skin Donor Site
- Second Degree Burns



Moderate to Heavy Exuding Wounds

CONTRAINDICATIONS

Not indicated for 3rd degree burns.

SIDE EFFECTS & INTERACTIONS

None have been observed to date.

STORAGE

Vitále® Foam Heel Dressings should be stored in a cool & dry area. The products are sterile unless the package is opened or damaged.

APPLICATION

1. Clean and rinse the wound in the usual manner.
2. Place the dressing on the sole of the heel first, with the "sharp wings" extending out to either side of the heel. The adhesive will hold the dressing to the bottom of the foot while the dressing is contoured to the ankle.
3. Adhere the center of the dressing to the back of the ankle, spreading smoothly over the heel. The rounded wings should extend on either side of the ankle.
4. Gently adhere the rounded wings around the ankle, being careful to smooth the dressing evenly.
5. Adhere the pointed wings to the side of the heel and over the already adhered rounded wings to seal.
6. Wrap the entire dressing with soft elastic gauze to hold in place. The adhesive on the dressing itself is only meant to hold during the application process.
7. If the Foam becomes saturated, exudates will leak out the side of the foam. When this occurs, the dressing should be changed.
8. Dressing change as directed, when the foam is saturated, or at least every 7 days.

PRODUCT LINE

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	SIZE	UNITS/BOX
20400	Vitále® Foam Heel Dressing	7" x 7" (18 cm x 18 cm)	5



CELLERA

CINCINNATI, OH
www.CELLERALLC.com



Do not use if package is damaged



Keep Dry



Storage Temperature
40° F / 5° C to 100° F / 40° C

STERILE

Sterilized using Gamma Radiation



Single-Use

CCN: 20400-IFU-ENG-v1.0-08/12/24

APÓSITOS DE ESPUMA PARA TALÓN

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los apósitos de espuma para talón Vitále® son sumamente absorbentes y su forma se ajusta fácilmente alrededor de un talón sensible o herido para proporcionarle protección, absorción y retención del calor. Pueden emplearse para el tratamiento de heridas con exudados moderados a intensos. La espuma contiene al exudado hasta el momento de cambiar el apósito; y el apósito sigue proporcionando protección y confort.

Los apósitos de espuma Vitále® se esterilizan por exposición a la radiación gamma y no se deben volver a esterilizar. Todo el apósito está constituido por una espuma sumamente absorbente con reverso reforzado con una capa permeable a los vapores para retener la humedad y permitir la circulación de aire. Su absorción superior impele a los exudados hacia el apósito para ayudar a prevenir la maceración del lecho de la herida. El diseño único del apósito permite que un tamaño se ajuste a todas las necesidades, con lados que se superponen para sellar cualquier fuga.

INDICACIONES

Los apósitos de espuma para talón Vitále® son de un solo uso y se pueden utilizar para el tratamiento de los siguientes tipos de heridas en talones y tobillos:



Superficial o Profunda



Heridas moderadas a profusamente colonizadas

- Llagas por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras diabéticas
- Heridas postoperatoria
- Sitio donante
- Quemaduras de segundo grado

CONTRAINDICACIONES

No están indicados para quemaduras de tercer grado.

EFFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

No se han observado hasta la fecha.

ALMACENAMIENTO

Los apósitos de espuma para talón Vitále® se deben almacenar en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que se abra o el paquete se dañe.

APLICACIÓN

1. Limpiar y enjuagar la herida en la forma habitual.
2. Coloque primero el apósito en la planta del talón, con las "alas afiladas" extendidas hacia cada lado del talón. El adhesivo fijará el apósito a la parte inferior del pie mientras el apósito se ajusta al contorno del tobillo.
3. A continuación adhiera el centro del apósito a la parte posterior del tobillo, extendiéndolo suavemente sobre el talón. Las alas redondeadas deben extenderse hacia cada lado del tobillo.
4. A continuación adhiera suavemente las alas redondeadas alrededor del tobillo, teniendo cuidado de alisar el apósito para que quede uniforme.
5. Por último, adhiera las alas puntiagudas al costado del talón y sobre las alas redondeadas ya adheridas para sellarlo.
6. Envolver todo el apósito con una gasa elástica suave para mantenerlo en su lugar. El adhesivo en el vestidor en sí sólo está pensada para alojar durante el proceso de aplicación.
7. Si la espuma se satura, el exudado se escapará por el lado de la espuma. Cuando esto ocurra, se debe cambiar el apósito.
8. El apósito debe cambiarse como se ha indicado cuando la espuma esté saturada, o cada 7 días como mínimo.

LINEA DE PRODUCTOS

NUMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES/CAJA
20400	Apósito de Espuma Para Talón Vitále®	7" x 7" (18 cm x 18 cm)	5



CELLERA

CINCINNATI, OH
www.CELLERALLC.com



No usar si el paquete está dañado



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con radiación gamma



Un solo uso