

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Please consult a healthcare professional for the proper adjustment.

Assembling the Rollator

1. Remove Rollator and other components from carton.
2. Unfold frame; spread front and back legs apart.
3. Push down locking mechanism to secure legs in place.
NOTE: Ensure the side crossbars (locking mechanism) lock down.
4. Insert handgrip handle bars into frame.
NOTE: After installation, make sure brake cable is secured to frame with rollator clip.
5. Secure positioning of handle bars with adjustment knob.
6. Install backrest into frame and secure with push buttons.

Folding the Rollator

1. If necessary, remove the accessories and lift the seat.
2. Hold one handle and pull up on the Folding Pull Strap that is attached to the crossbar (locking mechanism) or the pouch underneath the seat.

Using the Hand Brake

- Brakes should be used in one of the following methods:
- To Engage Brake: Push down on lower part of hand brake
 - To Remain Stationary: Hold the hand brake up.
 - To Continue Mobility: Release the brake. To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.
 - To Sit on Seat: Push down on the bottom portion of the brake handle to lock.
 - To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.
CAUTION: Always lock hand brakes when user is immobile; never sit on rest seat if hand brakes are not locked.

Adjusting the Height

1. Remove the adjustment knob and bolt by turning counterclockwise.
 2. Consult with healthcare professional for proper adjustment.
 3. Install the adjustment knob into one of the adjustment holes by turning clockwise.
 4. Repeat STEPS 1– 3 for the other side.
- Make sure that the height adjustment is at the same height for both handles to ensure safety and proper use.
- NOTE:** After adjusting the height, the brakes of the rollator must be checked and, if necessary, adjusted.

Attaching Basket, Pouch or Tote Bag

Basket

Install the basket underneath the seat. On some rollator models, the basket is designed to fit underneath the seat or in the front by positioning the hooks on the front seat support frame.

Pouch and Tote Bag

Hang the tote bag between the rollator frame tubes and secure with snap button flaps.

Maintenance

- For dust and dirt, wipe Rollator gently with damp, soft cloth.
- Inspect wheels periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the rollator.
- Before every use, inspect operation of the brakes and have them adjusted if necessary by your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Inspect rollator weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrip or hand brakes are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- For the best service from your rollator, always use replacement parts from GF Health Products, Inc.
- Periodically inspect the casters and caster stems for assembly tightness and verify that the wheels are free of hair or other debris that could interfere with free wheel operation.

Item Number	Weight Capacity
RJ4300s	300 lb
RJ4302s	300 lb
RJ4805s	300 lb
RJ4400s	450 lb
RJ4405s	450 lb
RJ4402s	450 lb
609201s	450 lb



Poniendo la Canasta, Bolsa y el Bolsón

Canasta

Instala la canasta debajo del asiento. En algunos de los modelos, la canasta es diseando para poner debajo del asiento o al frente posicionado con los ganchos en la parte del frente del marco.

Bolsa y Bolsón

A gancha el bolsón dentro del marco del rodador y asegura con los solapas.

Mantenimiento

- Para polvo, limpie el rodador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas por daño y desgaste periódicamente. Use un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiere partedel rodador.
- Antes de cada uso, inspeccione operación de los frenos y permite que su distribuidor de GF Health Products, Inc. se los ajusta si es necesario
- Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgaste. Si algunos componentes so están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos o frenos de mano están sueltos, NO LOS use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su rodador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.
- Periódicamente examine los rueditas y vástagos para su aprieta y verifica que las ruedas están libres de pelo o otros escombros que pueden interferir con el operación libre de la rueda.

Numero de modelo	Capacidad de Peso
RJ4300s	300 lb
RJ4302s	300 lb
RJ4805s	300 lb
RJ4400s	450 lb
RJ4405s	450 lb
RJ4402s	450 lb
609201s	450 lb



Safety Guidelines – Please Read Before Use

- 1 Intended usage: The rollator has been designed to assist people when walking.
- 2 Each individual should ALWAYS consult with their physician or other health care professional to determine proper adjustment and usage.
- 3 The brakes MUST be in the locked position before using the seat.
- 4 All wheels MUST be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the rollator is properly balanced.
- 5 This product has a maximum user weight limitation of 450 lbs ALWAYS observe the user weight limitation on the hangtag of this product and on the chart referenced at left.
- 6 Ensure handgrips DO NOT twist on rollator handle - otherwise damage or injury may occur.
- 7 After installation and before use, ensure that all attaching hardware is securely tightened.
- 8 ALWAYS use caution when using the rollator on wet and slippery surfaces. DO NOT use the rollator on stairs, steep inclines or uneven terrain.
- 9 DO NOT hang anything from the frame of the rollator. Items should be placed in the pouch.
- 10 The rollator basket has a weight limitation of 11 lbs (5 kg). The tote bag has a weight limitation of 10 lbs (5 kg). Items placed in either the basket or the bag should not protrude from the basket or bag.
- 11 The backrest should ALWAYS be in place and is NOT designed to support the total body weight of the user.
- 12 Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use EXTREME caution when reaching for any object.
- 13 GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- 14 Inspect rollator weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- 15 If the hand brakes fail to stop the Rollator, contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor immediately for adjustment or replacement.

Directriz de Seguridad – Por Favor de Leer Antes de Uso

- 1 Uso Intencionado: Este andador es diseñado para asistir a personas cuando caminando.
- 2 Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuido de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
- 3 Los frenos TIENEN que estar en la posición asegurados antes de usar el asiento.
- 4 Todas las ruedas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el rodador esta balanceado apropiadamente.
- 5 Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de 450 lb. SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el “hangtag” de este producto o en la tabla a la izquierda.
- 6 Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el rodador – o si no, daño o herida puede ocurrir.
- 7 Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
- 8 SIEMPRE use caución cuando usando los rodadores en superficies mojados y resbalosos. NO USE el rodador en escaleras, inclinas empinados o terreno desigual.
- 9 NO fija cual quiere cosa del cuadro del rodador. Cosas deben ser puestos en la bolsa.
- 10 La canasta del rodador tiene una limitación de peso de 11 lb (5 kg). El bolsón tiene una limitación de 10 lb (5 kg). Cosas puestas en la canasta o bolsón no DEBEN sobresalir.
- 11 El respaldo debe SIEMPRE estar en posición y no es designado soportar todo el peso del cuerpo del usuario.
- 12 Antes de atemptar a alcanzar objetos o recojerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caucion EXTREMO cuando alcanzando por cual quiere objeto.
- 13 GF Health Products, Inc. no asume ninguin responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
- 14 Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.
- 15 Si los frenos de mano fallan o y parran el rodador, llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. para ajustamiento o reemplazo.

WARNING: Indicates a potential hazard situation or unsafe practice that, if not avoided, could result in death or serious personal injury.

CAUTION: Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in personal injury or product/property damage.

NOTE: Provides application recommendations or other useful information to ensure that you receive the greatest benefit from this product.

WARNING

WARNING: DO NOT use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

WARNING: DO NOT use the rollator if there is any damage to the frame.

WARNING: DO NOT use the rollator as a wheelchair or transport device. Rollators are not intended to be propelled while seated.

WARNING: If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. DO NOT substitute parts.

WARNING: Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.

WARNING: Care should be taken to ensure that all hand and height adjustments are secure, and that wheels and moving objects are in good working order before using this rollator.

WARNING: When using the rollator in a stationary position, the hand brakes MUST be locked.

WARNING: ALWAYS observe the user weight limitation.

WARNING: Notice for California Customers- **California Proposition 65 WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

WARNING: DO NOT attempt to reach objects if you have to move forward in the seat. Reaching for these objects will cause a change to the weight distribution of the rollator and may cause the rollator to tip, resulting in injury or damage.

ADVERTENCIA: Indica un riesgo potencial, situación o practica insegura que si no se evita puede resultar en muerte o herida personal severa.

CAUCION: Indica una amenaza potencial o practica insegura, que si no es evitadapodría resultar en daño personal o a la propiedad.

NOTA: Provee recomendaciones u otra información para asegurar que usted reciba lo mejor de su producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: NO DEBE usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: NO DEBE utizar este andador si hay dano al cuadro.

ADVERTENCIA: NO DEBE usar el rodador como una silla de ruedas o silla de transporte. Rodadores son entendidos para propulsado mientras sentado.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

ADVERTENCIA: Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.

ADVERTENCIA: Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de mano y altura están seguros, y que las ruedas y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el rodador.

ADVERTENCIA: Cuando usando el rodador en la posición estacionado, los frenos de mano TIENEN que estar asegurados.

ADVERTENCIA: SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario.

Aviso a Clientes de California
ADVERTENCIA Proposicion 65 de California: Este producto contiene una cemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

ADVERTENCIA: NO intente alcanzar para objetos si tiene que moverse hacia adelante en el asiento. Alcanzando para estos objetos puede causar un cambio en la distribución de peso del rodador y puede causar que el rodador se dobla, resultando en herida o daño.