

GUARDIAN®

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.
Entreprise familiale. Marque approuvée par les hôpitaux depuis plus de 50 ans.
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales por más de 50 años.



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

GARANTIE
LIMITÉE À LA
DURÉE À VIE

GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

ECONOMY BARIATRIC SHOWER CHAIR

USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY

Weight capacity 550 lbs. (249 kg)

CHAISE DE DOUCHE BARIATRIQUE ÉCONOMIQUE

MODE D'EMPLOI ET GARANTIE

Capacité de charge : 249 kg (550 lb)

SILLA DE DUCHA ECONÓMICA PARA PACIENTES BARIÁTRICOS

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO Y GARANTÍA

Capacidad de carga de 249 kg (550 lb)



This product is not made with natural rubber latex.
Ce produit n'est pas fait de latex de caoutchouc naturel.
Este producto no está hecho con látex de caucho natural.

REF G2-102BX1

CAUTIONS

1. Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage - **DO NOT USE**. Contact dealer/carrier for further instructions. Allen hex tool and wrench included for assembly.
2. Make sure that each U-Clip extends fully into the same corresponding hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.
3. Make sure all screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. Make sure the rubber tips are in place on the leg extensions and not ripped, worn or missing. Replace any missing or damaged tips.
5. The rubber tips of all four leg extensions **MUST** touch the floor simultaneously at all times.
6. NEVER stand on chair.

PARTS DIAGRAM




Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8

ASSEMBLY AND USE

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS CHAIR.

1. Place seat upside down on work surface.
2. Place cross bar B into diagonal seat channel and cross bar A perpendicular over B in other seat channel. **(Figure 1)**
3. Use the Allen hex tool to attach the four screws securing the seat to the frame. **(Figure 2)**
4. Secure middle screw with washer into the middle position on frame and seat. **(Figure 3)**
5. Secure middle screw on frame using Allen hex tool and wrench. **(Figure 4)**
6. Slide first leg into frame, adjust to height, then insert C-Clip into pre-drilled holes. Repeat for each leg at same height. **(Figure 5)**
7. Begin assembling the backrest by placing it frontside down on the assembled seat. Line up each backrest tube and secure to the seat using 2 screws with washers on each tube. **(Figure 6)**
8. Lie the assembled seat on the floor with the round tube brackets facing up. Slide the assembled backrest tubes into the tube brackets **(Figure 7)** and secure using 2 C-Clips in holes closest to the back of the seat. **(Figure 8)** Stand up seat, make sure all fasteners are secure, and adjust leg height if needed.

ADJUSTING LEG HEIGHT

1. To adjust leg height, remove C-Clip from adjustment hole, set leg to desired height and return U-clip into adjustment hole. Make sure C-Clip clicks securely into place.
2. Repeat for remaining legs making sure all are locked into place at the same height.
3. Push down and pull up on each leg to be sure legs are locked into place.

Before using the seat, make sure all legs are set to the same preferred height.

CAUTION: Maximum weight limit for this chair is 550 lbs (249 kg).

MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this bath chair is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE

NOTE: To maintain appearance and promote good hygiene, clean periodically with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath chair dry after each use.

MISES EN GARDE

1. Inspectez l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage avant l'assemblage. En cas de dommage, **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT**. Communiquez avec le revendeur ou le transporteur pour de plus amples instructions. Livré avec clé hexagonale et clé à bout ouvert.
2. Toutes les fixations en U doivent être insérées complètement dans le trou correspondant du tube de patte ajustable. Cela permet de s'assurer que les tubes de pattes ajustables sont bien verrouillés à la même hauteur.
3. Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
4. Assurez-vous que les embouts en caoutchouc sont en place sur les tubes de patte ajustables et qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez tous les embouts manquants ou endommagés.
5. Les embouts en caoutchouc des quatre tubes de patte ajustables **DOIVENT** absolument toucher le sol simultanément en tout temps.
6. NE montez JAMAIS sur la chaise.

DIAGRAMME DES PIÈCES




Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE CHAISE.

1. Placez le siège à l'envers sur une surface de travail.
2. Placez la barre transversale B dans la rainure diagonale du siège et la barre transversale A perpendiculairement au-dessus de la barre B dans l'autre rainure. **(Figure 1)**
3. À l'aide de la clé hexagonale, posez les quatre vis pour fixer le siège au cadre. **(Figure 2)**
4. Posez la vis du milieu et la rondelle dans l'orifice central du cadre et du siège. **(Figure 3)**
5. Posez la vis au milieu du cadre à l'aide de la clé hexagonale et de la clé à bout ouvert. **(Figure 4)**
6. Glissez la première patte dans le cadre, réglez la hauteur, puis insérez la fixation en C dans le trou prévu à cet effet. Répétez pour les autres pattes en les réglant à la même hauteur. **(Figure 5)**
7. Commencez à monter le dossier en le plaçant face vers le bas sur le siège assemblé. Alignez les tubes du dossier et fixez-les au siège en posant sur chacun les deux vis avec les rondelles. **(Figure 6)**
8. Placez le siège assemblé au sol, les supports cylindriques pointant vers le haut. Glissez les tubes du dossier assemblé dans les supports cylindriques **(Figure 7)** et maintenez-les en place en insérant les deux fixations en C dans les trous les plus proches à l'arrière du dossier **(Figure 8)**. Remettez le siège à l'endroit en vous assurant que toutes les pièces de fixation sont solides et réglez la hauteur des pattes au besoin.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PATTES

1. Pour régler la hauteur des pattes, retirez la fixation en C du trou; réglez la patte à la hauteur souhaitée et remettez la fixation en U dans le trou de réglage. Un clic se fait entendre lorsque les fixations en C sont engagées.
2. Répétez pour les autres pattes en vous assurant que les pattes sont toutes à la même hauteur.
3. Poussez et tirez sur chacune des pattes pour vous assurer qu'elles sont bien verrouillées.

Avant d'utiliser la chaise, assurez-vous que les pattes sont toutes à la même hauteur.

ATTENTION : La chaise peut supporter un poids maximum de 249 kg (550 lb).

ENTRETIEN

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle de la chaise de douche pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont ni usés, brisés, effilochés ou lâches, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit. En cas de problème, communiquez avec Medline en appelant le 1-800-MEDLINE.

REMARQUE : Pour préserver l'apparence et favoriser une bonne hygiène, nettoyez périodiquement avec un savon doux et rincez à l'eau tiède. Essayez la chaise de douche après chaque utilisation.

PRECAUCIONES

1. Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron posibles daños. Si hubiera alguno, **NO LAS USE**. Comuníquese con el distribuidor/la empresa de transportes para obtener más instrucciones. Se incluye una herramienta hexagonal Allen y una llave para el montaje.
2. Cerciérese de que la presilla en U se extienda completamente en el mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente bloqueadas a una altura uniforme.
3. Cerciérese de que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Cerciérese de que las conteras de caucho estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén rasgadas, desgastadas o falten. Reemplace las conteras faltantes o dañadas.
5. Las conteras de caucho de las cuatro extensiones de las patas **DEBEN** tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
6. **NUNCA** se pare en la silla.

DIAGRAMA DE PIEZAS




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8

MONTAJE Y USO

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA SILLA.

1. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie de trabajo.
2. Coloque la barra transversal B en el canal diagonal del asiento y la barra transversal A perpendicularmente sobre la B en el otro canal del asiento. **(Figura 1)**
3. Use la herramienta hexagonal Allen para fijar los cuatro tornillos que afianzan el asiento al armazón. **(Figura 2)**
4. Fije el tornillo central con la arandela en la posición central del armazón y el asiento. **(Figura 3)**
5. Fije el tornillo central en el armazón usando la herramienta hexagonal Allen y la llave. **(Figura 4)**
6. Deslice la primera pata en el armazón, ajuste la altura y luego inserte la presilla en C en los orificios pretaladrados. Repita el procedimiento para cada pata a la misma altura. **(Figura 5)**
7. Comience a montar el respaldo colocándolo con la parte delantera hacia abajo sobre el asiento ensamblado. Alinee cada tubo del respaldo y fíjelo al asiento usando 2 tornillos con arandelas en cada tubo. **(Figura 6)**
8. Coloque el asiento ensamblado en el piso con los soportes de tubo redondos hacia arriba. Deslice los tubos del respaldo ensamblado en los soportes de tubo **(Figura 7)** y fíjelos con 2 presillas en C en los orificios más cercanos al respaldo del asiento **(Figura 8)**. Ponga el asiento en posición vertical, cerciórese de que todos los sujetadores estén fijos y ajuste la altura de las patas si fuera necesario.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS PATAS

1. Para ajustar la altura de las patas, retire la presilla en C del orificio de ajuste, ubique la pata a la altura deseada y vuelva a colocar la presilla en U en el orificio de ajuste. Cerciórese de que la presilla en C encaje firmemente en su lugar.
2. Repita el procedimiento con las patas restantes cerciorándose de que todas estén bloqueadas en su lugar a la misma altura.
3. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.

Antes de usar el asiento, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.

PRECAUCIÓN: El límite máximo de carga para esta silla es de 249 kg (550 lb).

MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visualmente esta silla de baño de manera periódica para cerciorarse de que el equipo y todas las piezas estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deteriorados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE.

NOTA: Para mantener su aspecto y promover la higiene correcta, limpie periódicamente con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque la silla de baño con un paño después de cada uso.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par le consommateur d'origine. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et pratique. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, tels que des accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra elección, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN®

Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com
info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848
www.medline.ca
Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
medlinemexico.com
mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2020 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2020. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2020 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.