




## MIC-KEY® MEDICATION EXTENSION SET

### Instructions for Use



**Rx Only:** Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

**Single Patient Use Only.**

**⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication only.**

|  |            |                                    |                                                |         |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|  | Nonsterile | Not made with natural rubber latex | Product is NOT made with DEHP as a plasticizer | Rx Only |
|  | Caution    |                                    | Consult instructions for use                   |         |

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA. In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667) . [www.avanos.com](http://www.avanos.com)  
 Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.  
 Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vinciiaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.  
Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue, Chatswood, NSW 2067 Australia.  
\*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.  
© 2018 AVNS. All rights reserved. 2019-01-31

## MIC-KEY® Medication Extension Set with SECUR-LOK® Right Angle Connector and 2 Port “Y”

### Instructions for Use

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

- Remove the plug from the MIC-KEY® feeding tube to reveal the MIC-KEY® feeding tube anti-reflux valve.
- Snap the Medication Set into place by aligning the black line on the Medication Set with the black line on the MIC-KEY®. Lock into place by rotating it CLOCKWISE 3/4 turn.
- Flush the Medication Set and the MIC-KEY® with 1 ml to 2 ml of warm water. Check for ease of flushing before medication administration.
- After medication administration, flush the Medication Set and the MIC-KEY® with 1 ml to 2 ml of warm water.
- To disconnect the Medication Set from the MIC-KEY® rotate the Medication Set COUNTER-CLOCKWISE until the black lines on the Medication Set and the MIC-KEY® are aligned. Gently remove the Medication Set from the MIC-KEY®. Replace the plug into the MIC-KEY®.

- After each use, wash the Medication Set with warm, soapy water and rinse thoroughly.
- Single Patient Use Only.**  
Not made with natural rubber latex.  
Product is not made with DEHP as a plasticizer.
- ⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication only.**

REF 0122-02

⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication only.

## FR Prolongateur MIC-KEY® (pour l’administration de médicaments) avec MIC-KEY® avec connecteur à angle droit SECUR-LOK® et « Y » à 2 orifices

### Mode d’Emploi

**Rx Only:** Sur ordonnance uniquement ; aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance.

- Retirer le bouchon de la sonde d’alimentation MIC-KEY® afin d’exposer la valve anti-reflux MIC-KEY®.
- Emboîter l’ensemble pour administration de médicaments en alignant la ligne noire de l’ensemble pour administration de médicaments sur la ligne noire du MIC-KEY®. Le verrouiller en place en le faisant pivoter de 3/4 de tour DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE.
- Rincer l’ensemble pour administration de médicaments et le MIC-KEY® avec 1 à 2 ml d’eau tiède. Vérifier que le rinçage s’effectue sans entrave avant l’administration des médicaments.
- Après l’administration des médicaments, rincer l’ensemble et le MIC-KEY® avec 1 à 2 ml d’eau tiède.

- Pour déconnecter l’ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY®, faire tourner l’ensemble DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE jusqu’à ce que les lignes noires de l’ensemble et du MIC-KEY® soient alignées. Séparer avec précaution l’ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY®. Retirer délicatement l’ensemble pour administration de médicaments du MIC-KEY®. Remplacer le bouchon sur le MIC-KEY®.
- Après chaque utilisation, laver l’ensemble pour administration de médicaments avec de l’eau savonneuse tiède et rincer abondamment.

### Destiné à un seul patient.

Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel  
Ce produit n’est pas fabriqué à partir de DEHP comme plastifiant.  
Sur ordonnance uniquement

**⚠ Mise en garde : Pour alimentation et/ou administration de médicaments par voie entérale uniquement.**

## DE MIC-KEY® Medikamentenabgabe-Verlängerungsset mit rechtwinkligem SECUR-LOK® Anschluss und 2-Port-Y-Adapter

### Gebrauchsanweisung

**Rx Only:** Verschreibungspflichtig: Laut US-amerikanischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden.

- Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY® Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC-KEY® Schlauchs freizulegen.
- Das Medikationsset aufsetzen. Dazu die schwarze Linie am Medikationsset auf die schwarze Linie des MIC-KEY® ausrichten. Mit einer 3/4-Drehung IM UHRZEIGERSINN fixieren.
- Das Medikationsset und den MIC-KEY® mit 1 ml bis 2 ml warmem Wasser spülen. Vor dem Verabreichen von Medikamenten auf Durchgängigkeit prüfen.

- Nach der Medikation das Medikationsset und den MIC-KEY® mit 1 ml bis 2 ml warmem Wasser spülen.
- Zum Lösen des Medikationssets vom MIC-KEY® das Medikationsset GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen, bis die schwarzen Linien auf dem Medikationsset und dem MIC-KEY® bündig sind. Das Medikationsset vorsichtig vom MIC-KEY® lösen. Den Ppropfen wieder in den MIC-KEY® einsetzen.
- Das Medikationsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.

### Nur für einen Patienten.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt  
Das Produkt ist nicht mit DEHP als Weichmacher hergestellt.

**⚠ Achtung: Nur zur enteralen Ernährung und/oder Medikation.**

## BG MIC-KEY® комплект удължители за прилагане на медикаменти с SECUR-LOK® конектор с дясно рамо и Y-образен накрайник с два порта

### Указания за употреба

**Rx Only:** Само Rx: Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по нареждане на лекар.

- Отстранете запушалката на MIC-KEY® хранителната сонда за да отворите MIC-KEY® антирефлуксната клапа на хранителната сонда.
- Свържете удължителя за въвеждане на лекарства чрез изравняване на черната линия на конектора с черната линия на MIC-KEY®. Затегнете чрез завъртане на 3/4 оборот ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА.
- Промийте удължителя за въвеждане на лекарства и MIC-KEY® с 1 мл до 2 мл топла вода. Преди въвеждане на лекарствата проверете проходимостта на сондата при протичане на водата.
- След въвеждане на лекарствата, промийте удължителя за въвеждане на лекарства и MIC-KEY® с 1 мл до 2 мл топла вода.

- Ако желаете да разкачите удължителя за въвеждане на лекарства от MIC-KEY®, завъртете удължителя за въвеждане на лекарства ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, докато черните линии на конектора и MIC-KEY® се изравнят. Внимателно отстранете удължителя за въвеждане на лекарства от MIC-KEY®. Поставете запушалката отново в MIC-KEY®.
- След всяка употреба измивайте удължителя за въвеждане на лекарства с топла сапунена вода и изплаквайте добре.

### За употреба само от един пациент.

Този продукт не съдържа DEHP (ди(2-етилхексил) фталат) като пластификатор.

**⚠ Внимание: Само за ентерално хранене и/или лечение.**

## ES Juego de extensión para medicamentos MIC-KEY® con conector en ángulo recto SECUR-LOK® y bifurcación con 2 puertos

### Instrucciones de uso

**Rx Only:** Venta sólo por receta facultativa. Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por receta facultativa.

- Saque el tapón de la sonda de alimentación MIC-KEY® para poder ver la válvula antireflujo MIC-KEY® de la sonda de alimentación.
- Calce el Juego para administración de medicamentos en su lugar alineando la raya negra del juego para administración de medicamentos con la raya negra de la MIC-KEY®. Trábelo en su lugar girándolo 3/4 de vuelta en la DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ.
- Purgue el Juego para administración de medicamentos y la MIC-KEY® con 1 mL a 2 mL de agua tibia. Compruebe que sea fácil purgarla antes de administrar medicamentos.
- Después de administrar medicamentos, purgue el Juego para administración de medicamentos y la MIC-KEY® con 1 mL a 2 mL de agua tibia.

- Para desconectar el Juego para administración de medicamentos de la MIC-KEY® gire el Juego para administración de medicamentos en la DIRECCIÓN CONTRARIA de las manecillas del reloj hasta que las rayas negras del Juego para administración de medicamentos y de la MIC-KEY® estén alineadas. Suavemente, saque el Juego para administración de medicamentos de la MIC-KEY®. Vuelva a colocar el tapón en la MIC-KEY®.
- Después de cada uso, lave el Juego para administración de medicamentos con agua tibia jabonosa y enjuague bien.

### Úsese en un paciente solamente.

No fabricado con látex de goma natural  
El producto no está fabricado con DEHP como plastificador.

**⚠ Advertencia: Sólo para nutrición enteral y/o administración de medicamentos.**

## CS Prodlužovací souprava MIC-KEY® na podávání léků s pravouhlým konektorem SECUR-LOK®a 2 porty tvaru „Y”

### Návod na použití

**Rx Only:** Pouze na předpis: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis.

- Vytáhněte zátku z výživovací trubice MIC-KEY®, aby se odhalil antirefluxní výživovací ventil.
- Zaklapněte soupravu na podávání léků na její místo tím, že zarovnáte černou čáru na soupravě na podávání léků s černou čarou na MIC-KEY®. Zajistěte ji na místě jejím pootočením VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, dokud se černé čáry na soupravě a na MIC-KEY® nezarovnají. Jemně odpojte soupravu na podávání léků od MIC-KEY®. Zasuňte zátku do MIC-KEY®.
- Popodání léků vypláchněte soupravu na podávání léků a MIC-KEY® 1 ml až 2 ml teplé vody.
- Soupravu na podávání léků se odpojí od MIC-KEY® otáčením soupravy PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, dokud se černé čáry na soupravě a na MIC-KEY® nezarovnají. Jemně odpojte soupravu na podávání léků od MIC-KEY®. Zasuňte zátku do MIC-KEY®.
- Po každém použití umyjte soupravu na podávání léků teplou, mydlinkovou vodou a řádně ji vypláchněte.

### Jen na použití u jediného pacienta.

Vyrobeno bez přírodního gumového latexu  
Produkt není vyroben s DEHP jako plastifikátorem.

**⚠ Varování: Jen na enterální výživu a/nebo na podávání léků.**

## DA MIC-KEY® medicinindgivelsesforlænger med retvinklet SECUR-LOK® tilslutning og Y-stykke med 2 porte

### Brugsanvisning

**Rx Only:** Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordinerin af en læge.

- Tag proppen af MIC-KEY® ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC-KEY® ernæringssonden.
- Medikamentsættet smækkes på plads ved at rette de sorte streger på medikamentsæt og MIC-KEY® sonde retter ind med hinanden. Medikamentsættet trækkes forsigtigt af MIC-KEY® sonden. Sæt proppen i MIC-KEY® sonden igen.
- Efter brug vaskes medikamentsættet med varmt sæbevand og skylles omhyggeligt.
- Udelukkende til brug til en enkelt patient. Ikke fremstillet af naturgummilætex Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel.
- ⚠ Advarsel: Udelukkende til enteral ernæring og/eller medicin.**

- Medikamentsættet løsnes på MIC-KEY® sonden ved at dreje sættet VENSTRE OM, så de sorte streger på medikamentsæt og MIC-KEY® sonde retter ind med hinanden. Medikamentsættet trækkes forsigtigt af MIC-KEY® sonden. Sæt proppen i MIC-KEY® sonden igen.
- Efter brug vaskes medikamentsættet med varmt sæbevand og skylles omhyggeligt.

### Udelukkende til brug til en enkelt patient.

Ikke fremstillet af naturgummilætex  
Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel.

**⚠ Advarsel: Udelukkende til enteral ernæring og/eller medicin.**

## ET MIC-KEY® ravimite manustamise pikenduskomplekt SECUR-LOK® täisnurkse konnektoriga ja 2 avaga “Y-tükiga”

### Kasutusjuhend

**Rx Only:** Ainult Rx: USA föderaalseadused lubavad seda seadet müüa ainult arstidele või arsti korraldusel.

- Avage MIC-KEY® toitmissondi kork juurdepääsuks MIC-KEY® toitmissondi tagasilöögiklapile.
- Asetage ravimi lisamiskomplekti paigale, seades vastakuti komplekti ja MIC-KEY® mustad jooned. Lukustage see paigale kolmveerandpöördega PÄRIPÄEVA.
- Uhtke ravimi lisamiskomplekti ja MIC-KEY®-t 1 kuni 2 ml sooja veega. Enne ravimi manustamist veenduge, et uhtmine toimiks tõrgeteta.
- Peale ravimi manustamist uhtke ravimi lisamiskomplekti ja MIC-KEY®-t 1 kuni 2 ml sooja veega.

- Ravimi lisamiskomplekti eraldamiseks MIC-KEY®-st keerake komplekti VASTUPÄEVA, kuni komplekti ja MIC-KEY® mustad jooned ühtivad.
- Eemaldage ravimi lisamiskomplekt ettevaatlikult MIC-KEY®-st. Sulgege MIC-KEY® korgiga.
- Peske ravimi lisamiskomplekti peale igakordset kasutust seebiveega ja loputage põhjalikult.

### Kasutada ainult ühel patsiendil.

Ei ole valmistatud looduslikest kummilatekstist  
Toote valmistamisel ei ole plastifikaatorina kasutatud DEHP-d.

**⚠ Hoiatus: Ainult enteraalseks toitmiseks ja/või ravimi manustamiseks.**

## EL Σετ προέκτασης για χορήγηση φαρμάκων MIC-KEY® με συνδεσμο ορθής γωνίας SECUR-LOK® σχηματος «Y», 2 θυρών

### Οδηγίες χρήσης

**Rx Only:** Μόνο με συνταγή ιατρού: Η νομοσυνδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή με συνταγή ιατρού.

- Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα σίτισης MIC-KEY® για να αποκαλύψετε την ανεπίστροφη βαλβίδα του σωλήνα σίτισης MIC-KEY®.
- Στερεώστε το σετ φαρμακευτικής αγωγής στη θέση του, ευθυγραμμίζοντας τη μούρη γραμμή του σετ με τη μούρη γραμμή του σωλήνα MIC-KEY®. Αφαιρέστε το στη θέση του, περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ κατά 3/4 της στροφής.
- Εκπλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής και τον σωλήνα MIC-KEY® με 1 ml έως 2 ml ζεστού νερού. Πριν από τη χορήγηση φαρμάκων, βεβαιωθείτε ότι η έκπλυση γίνεται ανεμπόδιστα.
- Μετά από τη χορήγηση φαρμάκων, εκπλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής και το σωλήνα MIC-KEY® με 1 ml έως 2 ml ζεστού νερού.

- Για να αποσυνδέσετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής από το σωλήνα MIC-KEY® περιστρέψτε το σετ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, μέχρις ότου η μούρη γραμμή στο σετ φαρμακευτικής αγωγής ευθυγραμμιστεί με τη μούρη γραμμή στον σωλήνα MIC-KEY®. Αφαιρέστε προσεκτικά το σετ φαρμακευτικής αγωγής από τον σωλήνα MIC-KEY®. Επαναστοθετήστε το πώμα στο σωλήνα MIC-KEY®.
- Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ φαρμακευτικής αγωγής με ζεστό νερό και σαπούνι και εκπλύνετε το σχολαστικά.

### Χρήση σε έναν ασθενή μόνο.

Δεν παρασκευάζονται με φυσικό ελαστικό λατέξ  
Το προϊόν ΔΕΝ κατασκευάζεται με χρήση φθαλικών αλάτων (DEHP) ως πλαστοποιητή.

**⚠ Προειδοποίηση: Αποκλειστικά για εντερική σίτιση η/και για χορήγηση φαρμάκων.**

## IT Set di estensione per farmaci MIC-KEY® con connettore SECUR-LOK® ad angolo retto e raccordo a “Y” a 2 porte

### Istruzioni per l’uso

**Rx Only:** Solo dietro prescrizione medica: la normativa federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione di un medico.

- Rimuovere il tappo dal tubo MIC-KEY® per alimentazione, in modo da esporre la valvola anti-reflusso del tubo MIC-KEY® stesso.
- Far scattare il set per somministrazione di farmaci in sede, allineando la riga nera presente sul set stesso con la riga nera del MIC-KEY®. Bloccarlo in sito ruotandolo in SENSO ORARIO per tre quarti di giro.
- Sciagquare il set per somministrazione di farmaci e il MIC-KEY® con 1-2 ml di acqua tiepida. Prima di somministrare il medicinale, verificare che il flusso scorra bene.
- Dopo la somministrazione del farmaco, sciacquare il set di estensione e il MIC-KEY® con 1-2 ml di acqua tiepida.

- Per collegare il set per somministrazione di farmaci dal MIC-KEY®, ruotare il connettore del set in SENSO ANTIORARIO finché la riga nera sul MIC-KEY® non risulta allineata con quella del set. Staccare delicatamente il set per somministrazione di farmaci dal MIC-KEY®. Rimettere il tappo sul MIC-KEY®.
- Dopo ogni uso, lavare il set per somministrazione di farmaci con acqua tiepida saponata e risciacquare bene.

### Da usarsi esclusivamente su un singolo paziente

Non fabbricato in lattice di gomma naturale  
Questo prodotto non è realizzato con DEHP come plastificante.

**⚠ Avvertenza : Esclusivamente per la somministrazione di nutrizione e/o farmaci per via enterale.**

## LV MIC-KEY® medikamentu pagarinājuma komplekts ar SECUR-LOK® taisnleņķa savienotāju un 2 portu “Y”

### Lietošanas pamācība

**Rx Only:** Tikai ar ārsta recepti: ASV federālās likums nosaka šīs ierīces pārdošanu tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma.

- No MIC-KEY® barošanas caurules noņemiet aizdari, lai atklātu MIC-KEY® barošanas caurules antirefluksa vārstu.
- Iespiediet ārstniecības komplektu vietā, nolīdzinot ārstniecības komplekta melno svītru ar melno MIC-KEY® svītru. Iespiediet to vietā, rotējot to PULKSTĒŅA RĀDĪTĀJA VIRZIENĀ 3/4 pagriezienu.
- Izskalojiet ārstniecības komplektu un MIC-KEY® ar 1 ml līdz 2 ml siltu ūdens sāļi. Pirms ārstniecības līdzekļu ievadīšanas pārbaudiet skalošanas iespējamību.

- Ārstniecības līdzekļu ievadīšanas, izskalojiet ārstniecības komplektu un MIC-KEY® ar 1 ml līdz 2 ml siltu ūdens sāļi.
- Lai atvienotu ārstniecības komplektu no MIC-KEY®, rotējiet to PRETĒJI PULKSTĒŅA RĀDĪTĀJA virzienam, līdz melnā svītra uz ārstniecības komplekta, nolīdzinās ar melno svītru uz MIC-KEY®. Uzmanīgi noņemiet ārstniecības komplektu no MIC-KEY®. Atlieciet atpakaļ MIC-KEY® aizdaru.
- Pēc katras lietošanas izmazgāiet ārstniecības komplektu ar siltu ziepjūdeni un rūpīgi izskalojiet.

### Lietot tikai vienam pacientam.

Pagaminta be naturālijo kaučiuko lateksa Istrādājums nav izgatavots ar DEHP kā plastifikatoru.

**⚠ Bīdīnājums: Tikai enterālajai barošanai un/vai ārstniecības līdzekļiem.**

## LT MIC-KEY® ilginamasis vaistų leidimo priedas su stačiakampe SECUR-LOK® jungtimi ir dviviskiu Y adapteriu

### Naudojimo nurodymai

**Rx Only:** Receptinis prietaisas – federaliniai (JAV) įstatymai numato, kad šį įtaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.

- Nuo MIC-KEY® dirbtinio maitinimo zondo nuimkite kištuką atverdami MIC-KEY® dirbtinio maitinimo zondo antireflukšinį vožtuvą, apsaugantį nuo atgalinės tekėms.
- Prijunkite medikamentinio maitinimo priedą sulgyjodami juodą žymą ant vaistų padavimo zondo su juoda žyma ant MIC-KEY® zondo. Užfiksuokite abu prietaisus sukdami jungtį PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLĘ 3/4 posūkio.
- Praplaukite prailginamąjį medikamentinio maitinimo ir MIC-KEY® zondus su 1-2 ml šilto vandens. Prieš pradėdami leisti vaistus patikrinkite, ar nėra kliūčių skysčių tekėjimui.
- Pabaigę vaistų tirpalą maitinimą, praplaukite medikamentinio maitinimo priedą ir MIC-KEY® zondą su 1-2 ml šilto vandens.

- Norėdami medikamentinio maitinimo priedą atjungti nuo MIC-KEY® zondo, sukite jį PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ, kol juodos žymos ant medikamentinio maitinimo priedo ir MIC-KEY® zondo susilygiuos. Atsargiai atjunkite prailginamąjį vaistų padavimo zondą nuo MIC-KEY® zondo. Vėl užkiškite MIC-KEY® zondo kištuką.
- Po kiekvieno naudojimo išplaukite prailginamąjį medikamentinio maitinimo zondą šiltu muiliniu vandeniu ir gausiai praskalaukite.

### Naudoti tik vienam ligoniui.

Pagaminta be natūraliojo kaučiuko lateksa  
Gaminytas pagamintas nenaudojant plastiliko DEHP. Receptinis prietaisas

**⚠ Įspėjimas: Tik enteriniam maitinimui ir (ar) vaistams.**

## HU MIC-KEY® gyógyszeradagolóhosszabbító-készlet SECUR-LOK® jobb szögben álló csatlakozóval és 2 db „Y” nyílással

### Használati utasítás

**Rx Only:** Kizárólag orvosi rendelvényre: Az (Amerikai Egyesült Államok) szövetségi törvényei értelmében az eszköz csak orvos számára vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

- Távolítsa el a dugót a MIC-KEY® táplálócsőből, hogy látható legyen a MIC-KEY® táplálócső egyirányú szelepe.
- Pattintsa a gyógyszeradagoló készletet a helyére úgy, hogy a gyógyszeradagoló készleten lévő fekete csík egy vonalban legyen a MIC-KEY®-n lévő fekete csikkal. Rögzítse a helyén úgy, hogy AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSAVAL EGYEZŐ IRÁNYBA forgatja 3/4 fordulattal.
- Öblítse ki a gyógyszeradagoló készletet és a MIC-KEY®-t 1-2 ml meleg vízzel. A gyógyszer adagolása előtt ellenőrizze, hogy könnyen öblíthető-e.
- Gyógyszeradagolás után öblítse ki a gyógyszeradagoló készletet és a MIC-KEY®-t 1-2 ml meleg vízzel.

- A gyógyszeradagoló készlet MIC-KEY®-ről való leválasztásához forgassa el a gyógyszeradagoló készletet AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSAVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA, amíg a fekete csíkok a gyógyszeradagoló készleten és a MIC-KEY®-n egy vonalba nem kerülnek. Óvatosan távolítsa el a gyógyszeradagoló készletet a MIC-KEY®-ről. Helyezze vissza a dugót a MIC-KEY®-be.
- Minden használat után mossa el a gyógyszeradagoló készletet meleg, szappanos vízzel, és öblítse ki alaposan.

### Csak egy páciensen használható.

Nem természetes latexgumból készült  
A termék nem tartalmaz DEHP (di-(2-etilhexil)-ftalát) lágyítószer.

**⚠ Figyelem: Csak belső táplálásra és/vagy gyógyszeradagolásra.**