

# **GUARDIAN®**

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.  
Entreprise familiale. Marque approuvée par les hôpitaux depuis plus de 50 ans.  
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales por más de 50 años.



## **BARIATRIC BATH BENCH WITH BACK**

**USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY**

**Weight capacity 650 lbs (294 kg)**

## **BANC DE BAIN POUR BARIATRIE AVEC DOSSIER**

**MODE D'EMPLOI ET GARANTIE**

**Capacité de poids de 294 kg (650 lb)**

## **BANÇO DE BAÑO BARIÁTRICO CON RESPALDAR**

**INSTRUCCIONES PARA**

**EL USUARIO Y GARANTÍA**

**Capacidad de peso de 294 kg (650 lbs)**



Not made with Natural Rubber Latex.

Non fait de latex de caoutchouc naturel.

No está hecho con caucho de látex natural.

**REF** **G2-100BAX1**  
**G2-100BAX2**

**LIFETIME  
LIMITED  
WARRANTY**

**GARANTIE  
LIMITÉE  
À VIE**

**GARANTÍA  
LIMITADA  
DE POR VIDA**

## General Warnings

**PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING YOUR BATH BENCH.** To ensure the safe installation, adjustment, and operation of Bath Bench, these instructions **MUST** be followed.

**DO NOT** install this product without first reading and understanding this instruction manual.

If you are unable to understand these warnings, cautions, and instructions, contact a healthcare professional or dealer before attempting to install this equipment.

- **DO NOT** place bath bench on uneven surfaces.
- **DO NOT** use if wobbly, unstable or not level.
- **DO NOT** exceed user weight capacity of 650 lbs (294 kg).
- **DO NOT** twist or turn while seated on bath bench, this may cause frame to bend.
- **DO NOT** stand on bath bench.
- **DO NOT** use bath bench for any purpose that it is not intended to be used for.
- **DO NOT** make any adjustments while using the product.

## CAUTIONS

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the bath bench. Prior to use, ensure the following:

- All pushbuttons are fully protruded and are properly engaged.
- There are no loose, broken or missing components and ensure all parts are secure.
- When using the backrest, ensure the bath bench remains balanced. Excessive twisting or turning while seated may cause a loss of balance and/or damage to the product.
- All four legs touch the floor simultaneously at all times.

- Check tips for rips, cracks or wear. If these conditions exist, **DO NOT** use the tips and replace **IMMEDIATELY**.

## **ADJUSTING LEG HEIGHT**

Before using the product, make sure all legs are set to the same preferred height.

1. Depress the push button and slide each leg to the desired height.
2. Align the push button to the proper hole and let the push button snap into place.
3. Repeat until all legs are adjusted to the same preferred height.
4. Ensure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

## **CLEANING**

- Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Wipe dry after cleaning.
- **DO NOT** use abrasive powders, cleaners or scouring pads.

# Avertissements Généraux

**VEUILLEZ LIRE AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER VOTRE BANC DE BAIN.** Ces instructions doivent être respectées afin de garantir une installation, une opération et un ajustage sécurisés du banc de bain.

**NE PAS** installer cet équipement sans d'abord lire et comprendre cette fiche d'instruction.

Contactez un professionnel de l'assistance médicale, un revendeur ou le personnel technique avant toute tentative d'installer cet équipement si vous ne pouvez pas lire ou comprendre ces instructions.

- **NE PAS** placer le banc de bain sur des surfaces inégales.
- **NE PAS** utiliser si le banc bouge, est instable ou n'est pas à niveau.
- **NE PAS** dépasser la capacité de poids d'utilisateur de 294 kg (650 lb).
- **NE PAS** vous tordre ou tourner en étant assis sur le banc de bain car cela peut causer la pliure du cadre.
- **NE PAS** se tenir debout sur le banc de bain.
- **NE PAS** utiliser le banc de bain pour tout but autre que celui prévu pour son utilisation.
- **NE PAS** AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.

## MISES EN GARDE

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité est limitée doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du banc de bain. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes:

- Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
- Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce et que toutes les pièces sont bien serrées et en bon état et que le tout est solide.
- Lors de l'utilisation du dossier, vérifiez la stabilité du

banc de bain. Évitez de trop vous tourner ou de faire des mouvements de torsion du tronc en position assise pour ne pas perdre l'équilibre et/ou risquer d'endommager le produit.

- Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
- Vérifiez que les embouts ne sont pas abîmés, fissurés ou usés. Si c'est le cas, **NE PAS** les embouts et remplacez-les **IMMÉDIATEMENT**.

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PATTES

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que les pattes sont toutes à la même hauteur.

1. Enfoncez le bouton poussoir et réglez chaque patte à la hauteur souhaitée.
2. Alignez le bouton poussoir vis-à-vis du trou correspondant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Répétez jusqu'à ce que les quatre pattes soient réglées à la hauteur choisie.
4. Assurez-vous que les pattes sont verrouillées en poussant puis en tirant sur chacune.

## NETTOYAGE

- Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Essuyez après le nettoyage.
- **NE PAS** de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

# Advertencias Generales

**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR BANQUITO DE BAÑO.** Para asegurar la instalación, ajuste y operación segura del Banquito de Baño, estas instrucciones **DEBEN** ser seguidas.

**NO** instale este Producto sin primero leer y entender esta hoja de instrucciones.

Si no puede entender estas advertencias, precauciones e instrucciones, contacte a un profesional de salud o vendedor antes de intentar instalar este equipo.

- **NO** coloque el banquito de baño sobre superficies desiguales.
- **NO** utilice si está flojo, es inestable o desnivelado.
- **NO** exceda la capacidad de peso de usuario de 294 kg (650 lbs).
- **NO** voltee o gire mientras está sentado en el banquito de baño, esto puede causar que la armazón se doble.
- **NO** se pare sobre el banquito de baño-
- **NO** utilice el banquito de baño para propósito distinto a aquel para el cual está diseñado.
- **NO** realice ningún ajuste mientras usa el producto.

## PRECAUCIONES

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen el banco de baño. Antes de usar, cerciórese de lo siguiente:

- Todos los pulsadores sobresalgan completamente y estén bien encajados.
- No haya componentes sueltos, rotos o faltantes y que todas las piezas estén fijas.
- Al utilizar el respaldo, cerciórese de que el banco de baño permanezca equilibrado. El darse vuelta o girar excesivamente el cuerpo mientras se está sentado puede causar la pérdida de equilibrio y dañar el producto.

- Las cuatro patas deben tocar el piso simultáneamente en todo momento.
- Revise las conteras por si están rasgadas, agrietadas o desgastadas. Si es así, **NO** use las conteras y reemplácelas **INMEDIATAMENTE**.

## **AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS PATAS**

Antes de usar el producto, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.

1. Oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada.
2. Alinee el pulsador con el orificio adecuado y deje que el pulsador encaje en su sitio.
3. Repita el procedimiento hasta que todas las patas estén ajustadas a la misma altura deseada.
4. Empuje hacia abajo y tire hacia arriba de cada una de las patas para cerciorarse de que estén fijas en su sitio.

## **LIMPIEZA**

- Limpie el banco con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
- **NO** use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

## LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par le consommateur d'origine. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et pratique. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, tels que des accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra elección, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

---

**GUARDIAN®**

Medline Industries, LP,  
Three Lakes Drive  
Northfield, IL 60093 USA.

---

Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
[www.medline.com](http://www.medline.com)  
[www.info@medline.com](mailto:www.info@medline.com)

Medline Canada  
1-800-268-2848  
[www.medline.com](http://www.medline.com)  
[Canada@medline.com](mailto:Canada@medline.com)

Medline Mexico  
01-800-831-0898  
[medlinemexico.com](mailto:medlinemexico.com)  
[mexico@medline.com](mailto:mexico@medline.com)

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir des renseignements additionnels. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui pourrait s'être glissée dans le présent manuel. © Medline Industries, LP, 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.