

XEROFORM PETROLATUM DRESSINGS

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION

Vitále® Xeroform Petrolatum Dressings are non-adherent occlusive dressings made of fine mesh gauze impregnated with 3% Xeroform (Bismuth Tribromophenate) in petrolatum. Xeroform Dressings are sterile, single-use devices.

INDICATIONS

Xeroform Petrolatum Dressings are intended for use as a primary contact layer to dress wounds such as lacerations, skin graft sites, newly sutured wounds, abrasions and minor or partial thickness burns. They may also be used as an initial layer in dressing pressure wounds with light exudate.



**Superficial to
Partial Thickness**

- Incision Sites
- Donor Sites & Skin Graft Sites
- Abrasions & Minor Burns
- A Primary Occlusive Layer



**Dry to Light
Exuding**

CAUTION

1. Do not use on patients with hypersensitivity to Bismuth Tribromophenate.
2. Caution should be used when there is a history of atopy.
3. Do not use on heavily draining wounds.

4. Do not use if unit package is opened or damaged.
5. Avoid multiple layers which may lead to maceration.
6. Discontinue use if irritation develops.
7. Avoid excessive packing and resultant pressure on the wound.

SIDE EFFECTS & INTERACTIONS

Irritation, though rare, may develop in atopic patients or in patients sensitive to Bismuth Tribromophenate.

STORAGE

Vitále® Xeroform Petrolatum Dressings should be stored in a cool & dry area. The products are sterile unless the package is opened or damaged.

APPLICATION

1. Clean and rinse the wound, using appropriate wound cleanser.
2. Before applying, skin around the wound should be clean and dry. Use a skin barrier prep as needed.
3. Using aseptic technique, remove dressing from the package and apply to moist wound bed.
4. Cover with a secondary absorbent dressing, and secure as appropriate.
5. Dressing change as directed, when strike-through occurs, or at least every 7 days.

PRODUCT LINE

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	SIZE	UNITS/BOX
57108	Vitále® Xeroform Petrolatum Dressing	1" x 8" (2.5 cm x 20 cm)	50
57202	Vitále® Xeroform Petrolatum Dressing	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	25
57404	Vitále® Xeroform Petrolatum Dressing	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	25
57509	Vitále® Xeroform Petrolatum Dressing	5" x 9" (12.5 cm x 22.5 cm)	50



CELLERA

CINCINNATI, OH
www.CELLERALLC.com



Do not use if package is damaged



Single-Use



Keep Dry



Storage Temperature
40° F / 5° C to 100° F / 40° C



Sterilized using Gamma Radiation



Not made with natural rubber latex



Rx Only

APÓSITO DE VASELINA XEROFORM

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los apósitos de petrolato Xeroform Vitále® son apósitos oclusivos no adherentes hechos de gasa de malla fina impregnada con un 3% de Xeroform (Tribromofenato de Bismuto) en petrolato. Los apósitos Xeroform son dispositivos estériles de un solo uso.

INDICACIONES

Los apósitos de petrolato Xeroform están destinados a usarse como capa de contacto primaria para tratar heridas tales como laceraciones, sitios de injertos de piel, heridas recién suturadas, abrasiones y quemaduras menores o de espesor parcial. También pueden usarse como capa inicial en el vendaje de heridas por presión con exudado ligero.



De espesor superficial a parcial

- Sitios de incisión
- Sitios donantes y de injertos de piel



Secas o de exudación ligera

- Abrasion y quemaduras menores
- Una capa oclusiva primaria

PRECAUCIÓN

1. No usar en pacientes con hipersensibilidad al Tribromofenato de Bismuto.
2. Se debe tener precaución cuando existe un historial de atopía.
3. No usar en heridas con drenaje abundante.

4. No usar si el empaque unitario está abierto o dañado.
5. Evitar múltiples capas que puedan llevar a maceración.
6. Descontinuar el uso si se desarrolla irritación.
7. Evitar el empaquetado excesivo y la presión resultante sobre la herida.

EFFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

La irritación, aunque rara, puede desarrollarse en pacientes atópicos o en pacientes sensibles al Tribromofenato de Bismuto.

ALMACENAMIENTO

Los apósitos de petrolato Xeroform Vitále® deben almacenarse en un área fresca y seca. Los productos son estériles a menos que el paquete esté abierto o dañado.

APLICACIÓN

1. Limpie y enjuague la herida, utilizando un limpiador de heridas apropiado.
2. Antes de aplicar, la piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca. Use una preparación de barrera cutánea según sea necesario.
3. Utilizando técnica aséptica, retire el apósito del paquete y aplíquelo sobre el lecho de la herida húmeda.
4. Cubra con un apósito secundario absorbente y asegúrelo de manera apropiada.
5. Cambie el apósito según las indicaciones, cuando ocurra penetración del apósito o al menos cada 7 días.

LINEA DE PRODUCTOS

NUMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES/CAJA
57108	Apósito de Vaselina con Xeroform Vitále®	1" x 8" (2.5 cm x 20 cm)	50
57202	Apósito de Vaselina con Xeroform Vitále®	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	25
57404	Apósito de Vaselina con Xeroform Vitále®	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	25
57509	Apósito de Vaselina con Xeroform Vitále®	5" x 9" (12.5 cm x 22.5 cm)	50



CELLERA

CINCINNATI, OH
www.CELLERALLC.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con radiación gamma



No fabricado con látex de caucho natural



Con Receta Únicamente